

## ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

**Τύπος μηχανήματος : ΗΚΓ**

**Κατασκευαστικός οίκος : GE**

**Μοντέλο : MAC 600**

**S/N: SF71583352RA**

Έπειτα από έλεγχο του ΗΚΓ GE MAC 600 του Κέντρου Υγείας Σιδηροκάστρου εμφανίζει το μήνυμα της μη αναγνώρισης του χαρτιού του εκτυπωτή. Κρίνεται απαραίτητη η αντικατάσταση της πόρτας και του roller του θερμικού εκτυπωτή του ΗΚΓ, καθώς και αλλαγή της μπαταρίας. Τα ανταλλακτικά θα πρέπει να είναι καινούρια, αμεταχειρίιστα, θα φέρουν πιστοποίηση CE και η επισκευή θα πρέπει να πραγματοποιηθεί εντός 30 ημερολογιακών ημερών από την έκδοση δημοσίευσης του ΑΔΑ στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ. Ο ΗΚΓ θα παραδοθεί σε πλήρη λειτουργία στο Κέντρο Υγείας Σιδηροκάστρου με ευθύνη του αναδόχου.