

## ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Τύπος μηχανήματος : ΗΚΓ

Κατασκευαστικός οίκος : Comen

Μοντέλο : CM300

S/N: 30191010006

Έπειτα από έλεγχο του ΗΚΓ Comen CM300 του Κέντρου Υγείας Πολυκάστρου, ο ΗΚΓ δεν ανοίγει και κολλάει στο boot εμφανίζοντας στην οθόνη μονάχα το logo του κατασκευαστή. Πιθανή βλάβη στο λογισμικό του ΗΚΓ ή στην πλακέτα του ΗΚΓ. Κρίνεται απαραίτητος ο έλεγχος και η αναγνώριση της βλάβης του ΗΚΓ, θα ακολουθήσει νέα έρευνα αγοράς για την επισκευή του ΗΚΓ μετά τον έλεγχο.