

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Τύπος μηχανήματος : ΗΚΓ

Κατασκευαστικός οίκος : Comen

Μοντέλο : CM-300

S/N: 30200619034

Έπειτα από έλεγχο του ΗΚΓ Comen CM-300 του Κέντρου Υγείας Αβδήρων ο ΗΚΓ δεν ανοίγει και δεν μπορεί να κάνει boot. Πιθανή βλάβη στην πλακέτα του ΗΚΓ. Κρίνεται απαραίτητος ο έλεγχος και η αναγνώριση της βλάβης του ΗΚΓ, θα ακολουθήσει νέα έρευνα αγοράς για την επισκευή του ΗΚΓ μετά τον έλεγχο.