

## ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

**Τύπος μηχανήματος : ΗΚΓ**

**Κατασκευαστικός οίκος : Comen**

**Μοντέλο : CM-300**

**S/N: 30200221009**

Έπειτα από έλεγχο του ΗΚΓ COMEN CM-300 του Κέντρου Υγείας Σταυρούπολης κρίνεται απαραίτητη η επισκευή του. Για την επισκευή του ΗΚΓ CM-300 θα χρειαστούν τα παρακάτω:

1. Ένα ηλεκτρολόγιο μεμβράνης για Comen CM-300

Τα ανταλλακτικά θα πρέπει να είναι συμβατά με τον ΗΚΓ, καινούρια, αμεταχειρίιστα, θα φέρουν πιστοποίηση CE. Ο προμηθευτής θα πρέπει να είναι εξουσιοδοτημένος συνεργάτης με τον κατασκευαστή του ΗΚΓ. Ο ΗΚΓ θα παραδοθεί σε πλήρη λειτουργία με ευθύνη του προμηθευτή στο Κέντρο Υγείας Σταυρούπολης