

## ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Τύπος μηχανήματος : ΗΚΓ

Κατασκευαστικός οίκος : BTL

Μοντέλο : BTL-08MD

S/N: 08MD-0728402

Έπειτα από έλεγχο του ΗΚΓ BTL-08MD του Κέντρου Υγείας Παλαιοχωρίου κρίνεται απαραίτητη η επισκευή του. Για την επισκευή του ΗΚΓ BTL-08MD θα χρειαστούν τα παρακάτω:

1. Επισκευή πλακέτας CPU.
2. Επισκευή πλακέτας Power Board.
3. Επισκευή θερμικού εκτυπωτή.
4. Προγραμματισμός ΗΚΓ και βαθμονόμηση.
5. Γενικός καθαρισμός και απολύμανση του ΗΚΓ.

Τα ανταλλακτικά θα πρέπει να είναι συμβατά με τον ΗΚΓ, καινούρια, αμεταχείριστα, θα φέρουν πιστοποίηση CE. Ο ΗΚΓ θα παραδοθεί σε πλήρη λειτουργία με ευθύνη του προμηθευτή στο Κέντρο Υγείας Παλαιοχωρίου