

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Τύπος μηχανήματος : ΗΚΓ

Κατασκευαστικός οίκος : FUKUDA DENSHI

Μοντέλο : FX-2111

S/N: 35124651

Έπειτα από έλεγχο του ηλεκτροκαρδιογράφου Fukuda Denshi FX-2111 του Κέντρου Υγείας Πρίνου κρίνεται αναγκαία η αγορά των παρακάτω:

1. Μία (1) μπαταρία για ΗΚΓ Fukuda Denshi FX-2111

Η μπαταρία Ni-MH 9.6V 1300 mAh θα πρέπει να είναι συμβατή για τον ΗΚΓ . Το καλώδιο θα πρέπει να είναι καινούριο αμεταχειρίστο και θα φέρει πιστοποίηση CE. Η μπαταρία του ΗΚΓ θα παραδοθεί στην Τεχνική Υπηρεσία της 4^{ης} ΥΠΕ με ευθύνη του αναδόχου.