

#### ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Έπειτα από εμφάνιση βλάβης με κωδικό H3 της συσκευής υπερήχων ASTAR SONARIS (S) του Κέντρου Υγείας 25<sup>ης</sup> Μαρτίου κρίνεται αναγκαία η προμήθεια των παρακάτω:

**1. Μία (1) κεφαλή υπερήχων για Astar Sonaris (S)**

Η κεφαλή υπερήχων θα πρέπει να είναι συμβατό για την συσκευή υπερήχων Astar Sonaris (S). Η κεφαλή θα πρέπει να είναι καινούρια, αμεταχείριστη και θα φέρει πιστοποίηση CE. Η κεφαλή υπερήχων θα παραδοθεί στο Κέντρο Υγείας 25<sup>ης</sup> Μαρτίου με ευθύνη του αναδόχου.